


## Lolli Testung Ablauf, Montag bis Donnerstag

### Probenentnahme



1. Die Probenentnahme findet morgens in der Schule statt. (Lolli-Methode)
2. Die Tupfer der Kinder einer Klasse werden in gemeinsamen Röhrchen gesammelt (Pool).
3. Die Röhrchen werden mit dem Namen der Schule und der Klasse codiert

### Transport & Test



1. Ein Transportdienst bringt die Proben in das Labor
2. Hier findet die Testung statt.

negativ  
Keine  
Infektion



Positiv  
mind.1  
Person  
infiziert

### Pool-Auflösung



1. Das Labor übermittelt die Befunde



1. Das Labor informiert die Schule und erhält die Personendaten
2. Die Schule informiert die Eltern

**Testung:** Die Kinder lutschen 30 Sekunden lang an einem Abstrich-Tupfer.

<https://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/bergischesland/videos/video-lolli-schnelltests-start-der-corona-tests-in-solinger-kitas---100.html>

## Nachtestung



### Nachtestung mithilfe eines Ersatztupfers im Röhrchen

1. Die Eltern testen ihr Kind am nächsten Morgen zu Hause  
Sie beschriften das Röhrchen mit dem Namen ihres Kindes.  
Sie bringen das Röhrchen bis **8.30 Uhr zur Schule.**  
Die Proben werden ins Labor gebracht

Einzel-PCR  
negativ



Keine Anordnung von  
Quarantänemaßnahmen  
durch zuständige Behörde

Einzel-PCR  
positiv



Information  
der Betroffenen und  
der zuständigen Behörde  
Behörde ordnet  
häusliche Isolation an

## Vorlage des Ergebnisses bei der Schule



1. Die Eltern liefern einen Nachweis des Ergebnisses an die Schule
2. Bei Negativtestung darf das Kind am nächsten Schultag wieder am Schulunterricht teilnehmen